



UNIVERSITA' DEGLI STUDI di PARMA

Dipartimento DiagnosticoUnità Operativa Genetica Medica
Direttore Prof. Antonio Percesepe

ISTRUZIONI PER INVIO MATERIALE BIOLOGICO

LABORATORIO GENETICA MEDICA

I prelievi di sangue intero devono essere effettuati in provetta con EDTA (provette da emocromo con tappo viola), per ogni paziente è necessaria 1 provetta da 3-5 ml.

Indicare chiaramente sulla provetta nome, cognome e data di nascita del paziente.

Il campione di sangue dovrà essere spedito a temperatura ambiente e pervenire presso il laboratorio entro 48 ore dal prelievo.

In alternativa dovrà essere congelato a -20°C fino al momento della spedizione.

In alternativa al prelievo di sangue, può essere inviato il DNA, indicando la concentrazione e la metodica di estrazione.

Ogni campione deve necessariamente essere accompagnato da:

- consenso informato, debitamente compilato dal paziente e sottoscritto dal medico che ha raccolto il consenso stesso
- modulo richiesta esami
- relazione clinica
- impegnativa del medico o autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera ad effettuare l'esame diagnostico presso altra struttura

L'indirizzo al quale inviare il materiale è il seguente:

DOTT. DAVIDE MARTORANA – DOTT.SSA PATRIZIA CAGGIATI UO GENETICA MEDICA PRIMO PIANO PADIGLIONE 15-CATTANI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA VIA GRAMSCI, 14 43126 PARMA TEL. 0521 704467 FAX 0521 704468 dmartorana@ao.pr.it pcaggiati@ao.pr.it