



ISTRUZIONI PER INVIO MATERIALE BIOLOGICO

LABORATORIO GENETICA MEDICA

I prelievi di sangue intero devono essere effettuati in provetta con EDTA (provette da emocromo con tappo viola), per ogni paziente è necessaria 1 provetta da 3-5 ml.

Indicare chiaramente sulla provetta nome, cognome e data di nascita del paziente.

Il campione di sangue dovrà essere spedito a temperatura ambiente e pervenire presso il laboratorio entro 48 ore dal prelievo.

In alternativa dovrà essere congelato a -20°C fino al momento della spedizione.

In alternativa al prelievo di sangue, può essere inviato il DNA, indicando la concentrazione e la metodica di estrazione.

Ogni campione deve necessariamente essere accompagnato da:

- consenso informato, debitamente compilato dal paziente e sottoscritto dal medico che ha raccolto il consenso stesso
- modulo richiesta esami
- relazione clinica
- impegnativa del medico o autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera ad effettuare l'esame diagnostico presso altra struttura

L'indirizzo al quale inviare il materiale è il seguente:

DOTT. MARTORANA – DOTT.SSA PAOLA SEBASTIO
UO GENETICA MEDICA
PRIMO PIANO PADIGLIONE 15-CATTANI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
VIA GRAMSCI, 14
43126 PARMA
TEL. 0521 704467
FAX 0521 704468
dmartorana@ao.pr.it
psebastio@ao.pr.it